

# PALM BLADDER SCANNER

## PBSV5.1

*Non invasivo, Preciso, Affidabile, Facile da usare*

è un'innovazione tecnica per PBSV5.1 per garantire un'elevata precisione e una scansione più facile grazie alla modalità di scansione facile ed esperta



### Specifiche

- Modalità di visualizzazione della pre-scansione: modalità esperta e semplificata

**Modalità esperta:** consente agli utenti di vedere l'immagine della vescica in tempo reale.

**Modalità facile:** visualizza il semplice profilo della vescica

- il dispositivo mostra agli utenti quando la sonda punta alla posizione migliore della vescica durante la pre-scansione

- Riconoscimento del bordo della vescica correzione manuale contorno manuale le immagini in scala di grigi scansionate per correggere il volume

- Memoria per permettere di memorizzare fino a 1000 test

### Caratteristiche

- Frequenza: 2.6 MHZ
- Metodo: 3D
- Profondità: >180mm
- Angolo scansione: 95°
- Angolo rotazione: 180°
- Display: 8.4" color touch
- Alimentazione. Batteria
- Range: 999 ml
- Error: 10%
- Modo Scansione: Maschio, Femmina, Pediatrico

# PALM BLADDER SCANNER

## PBSV5.1

*Non invasivo, Preciso, Affidabile, Facile da usare*

### Carrello portastrumento

Carrello portastrumento:  
Lo strumento viene fissato con  
viti in maniera soldale al piano  
del carrello



### Reparti

Urologia, Ginecologia,  
Riabilitazione, Pronto Soccorso,  
Chirurgia Generale, Pediatria,  
Stoker Unit, ecc



Medica spa  
divisional office:  
via della Beverara 46/d - 40131  
Bologna - Italy  
Tel: +39 0516351074 -  
Fax: +39 0516351081  
E-mail: [info@menfis.it](mailto:info@menfis.it) web site: [www.menfis.it](http://www.menfis.it)



Gruppo \_\_\_\_\_  
**MEDICA**  
\_\_\_\_\_ Group